

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Slc2A5 (Glut5) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P22732

Артикул: CM0015643

введение

Кроличьи поликлональные антитела против SLC2A5 (GLUT5), валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, с перекрестной реактивностью к белкам человека и мыши. Подходит для исследований транспортера фруктозы и метаболических работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC2A5 кроличья пАт
Примечания/Алиасы	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
Вид	Человек
GeneID (человек)	6518
GeneID	6518
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 белка SLC2A5 человека (NP_003030.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22732
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	Холодильная упаковка с льдом