

Поликлональные Антитела Против Slc35A2 Для Иф/Ицк И Ифа - P78381

Артикул: CM0029066

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого SLC35A2 (транспортёр UDP-галактозы). Валидированы для ИФ/ИЦК и ИФА. Подходят для изучения гликозилирования и транспорта в аппарате Гольджи. - P78381.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SLC35A2 кролик rAb
Примечания/Псевдонимы	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	7355
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 человеческого SLC35A2 (NP_001027460.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78381
Молекулярный вес белка	41кДа
Доставка	Сумка со льдом