

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Slc6A2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P23975

Артикул: CM0006615



введение

Высокоспецифичные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого SLC6A2 (NET, транспортер норадреналина), валидированные для применения в WB и ELISA. Идеально подходят для исследований обратного захвата нейромедиаторов и изучения симпатической нервной системы.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	SLC6A2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	NET; NAT1; NET1; SLC6A5; SLC6A2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6530
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-70 человеческого SLC6A2 (NP_001034.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23975
Молекулярный вес белка	69кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент