

Кроличье Поликлональное Антитело Против Slc8A2 (Ncx2) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Upr5

Артикул: CM0014580



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SLC8A2 (NCX2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на натрий-кальцевый обменник 2, ключевой регулятор нейронального гомеостаза Ca²⁺, синаптической пластичности и экскреции ионов с мочой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	SLC8A2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NCX2; SLC8A2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6543
GeneID	6543
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-450 человеческого SLC8A2 (NP_055878.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UPR5
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом