


Поликлональные Антитела Против Slco1B1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Y6L6

Артикул: CM0024583



введение

Кроличьи pAb против SLCO1B1, валидированные для WB и ELISA, обнаруживают человеческий SLCO1B1 (OATP-C) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Изучайте транспорт печеночных органических анионов и фармакологию статинов с помощью этих антител к транспортному белку массой 76 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	SLCO1B1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	LST1; HBLRR; LST-1; OATP2; OATPC; OATP-C; OATP1B1; SLC21A6; SLCO1B1
Вид	Человек
GeneID (человек)	10599
GeneID	10599
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 597-691 человеческого SLCO1B1 (NP_006437.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6L6
Молекулярный вес белка	76 кДа
Доставка	Сумка со льдом