


Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Smad3 Для Wb, If/Icc, Elisa - P84022

Артикул: CM0022715



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к Smad3, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнального пути TGF-бета и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Smad3 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	LDS3, mad3, LDS1C, MADH3, JV15-2, hMAD-3, hSMAD3, HSPC193, HsT17436, Smad3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4088
GeneID	4088
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 150-250 человеческого Smad3 (NP_005893.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P84022
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом