

Моноклональное Антитело Против Smarcb1/Snf5 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q12824

Артикул: CM0011046



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на SMARCB1/SNF5, валидировано для WB, IHC-P, IP, ELISA. Распознает белок человека, мыши и крысы. Является компонентом основного комплекса BAF и опухолевым супрессором, подходит для исследований ремоделирования хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] Моноклональное кроличье антитело к SMARCB1/SNF5
Примечания/Альтернативные названия	RDT; CSS3; INI1; SNF5; Snr1; BAF47; INI-1; MRD15; RTPS1; Sfh1p; hSNF5; SNF5L1; SWNTS1; PPP1R144; F5
Вид	Человек
ID гена (человек)	6598
ID гена	6598
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12824
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Хладоэлемент