


Моноклональное Антитело Против Smmhc/Myh11 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P35749

Артикул: CM0004986



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок SMMHC/MYH11 (миозин-11), подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген; 227 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело SMMHC/MYH11
Примечания/Альтернативные названия	AAT4; FAA4; SMHC; SMMHC; VSCM2; SMMS-1; SMMHC/MYH11
Вид	Человек
Gene ID (Human)	4629
Gene ID	4629
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1160-1313 человеческого белка SMMHC/MYH11 (NP_002465.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35749
Молекулярная масса белка	227 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом