


Поликлональное Антитело Против Smpd1 / Asm Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P17405

Артикул: CM0024324



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SMPD1/ASM (кислая сфингомиелиназа). Валидировано для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для изучения метаболизма сфинголипидов, лизосомных болезней накопления и защиты хозяина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	SMPD1 / ASM Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ASM; NPD; ASMASE; SMPD1 / ASM
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	6609
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-340 человеческого SMPD1 / ASM (NP_000534.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17405
Молекулярная масса белка	70 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом