


## Поликлональное Антитело Кролика Anti-Smpd3 Для Вб И Ифа - Q9Ny59

Артикул: CM0014148



### введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого SMPD3 (nSMase2), подходящее для ВБ и ИФА; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Нацелено на сфингомиелинфосфодиэстеразу 3, участвующую в опосредованном церамидом апоптозе и минерализации костной ткани.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | SMPD3 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Примечания/синоним        | NSMASE2; SMPD3                                                                                                                      |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена                   | 55512                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 416-655 человеческого SMPD3 (NP_061137.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | ВБ, ИФА                                                                                                                             |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9NY59                                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 71 кДа                                                                                                                              |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                      |