


Моноклональное Антитело К Smyd3 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9H7B4

Артикул: CM0006979



введение

Кроличье моноклональное антитело к SMYD3 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком SMYD3 человека, мыши и крысы (49 кДа). Подходит для исследований модификации хроматина и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к SMYD3
Примечания/синонимы	KMT3E; ZMYND1; ZNFN3A1; bA74P14.1; SMYD3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	64754
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200–300 человеческого SMYD3 (Q9H7B4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H7B4
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом