

Поликлональные Антитела Против Anti-Snail (Snai1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - 095863

Артикул: CM0031065



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против Snail/SNAI1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для изучения эпителиально-мезенхимального перехода и прогрессирования опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Snail Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SNA; SNAH; SNAI1; SLUGH2; SNAI1; dj710H13.1; Snail
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6615
GeneID	6615
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-267 человеческого SNAI1 (NP_005976.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095863
Молекулярный вес белка	29кДа
Доставка	С ледяным пакетом