

Поликлональное Антитело Против Snapin Для Wb, Ihc-P, Elisa — 095295

Артикул: CM0014039

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SNAPIN (SNAPAP, BLOC1S7), SNARE-ассоциированного белка, участвующего в биогенезе лизосом и везикулярном транспорте. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA с реактивностью к человеческим, мышинным и крысиным образцам.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к SNAPIN
Примечания/синонимы	BLOS7; BORCS3; SNAPAP; BLOC1S7; SNAPIN
Вид	Человек
GeneID (человек)	23557
GeneID	23557
Иммуноген	Рекомбинантный белок: рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-136 человеческого SNAPIN (NP_036569.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	095295
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом