

Поликлональное Антитело К Snrk Для Wb И Elisa — Q9Nrh2

Артикул: CM0020933



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к SNRK, валидированное для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с белками человека и мыши. Нацелено на SNF-связанную киназу, участвующую в пролиферации гемопоэтических клеток и апоптозе нейронов. Для исследовательского применения и использования в IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SNRK
Примечания/псевдоним	HSNFRK; SNRK
Вид	Человек
GeneID (человек)	54861
GeneID	54861
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140–240 человеческого SNRK (NP_060189.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9NRH2
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Пакет со льдом