

Поликлональное Антитело Anti-Snrnp35 Для Wb, Elisa — Q16560

Артикул: CM0018524



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SNRNP35 (белок U11/U12 snRNP массой 35 кДа). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, реагирует с образцами человека и мыши. Идеально подходит для исследований сплайсосомы и сплайсинга мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNRNP35 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HM1; HM-1; U1SNRNPBP; SNRNP35
Вид	Человек
GeneID (человек)	11066
GeneID	11066
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 человеческого SNRNP35 (NP_073208.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q16560
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом