

Кроличья Поликлональная Антитело Против Snrpb2 Для Wb, Elisa - P08579

Артикул: CM0027801



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий SNRPB2 (U2B"), валидирована для Вестерн-блоттинга и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследования сплайсинга пре-мРНК и функции сплайосомы. Молекулярная масса белка 25 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная антитела кролика против SNRPB2
Примечания/Альтернативные названия	MsI1; U2B"; SNRPB2
Вид	Человек
ID гена (человек)	6629
ID гена	6629
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-150 человеческого SNRPB2 (NP_003083.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08579
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом