

Поликлональные Антитела К Snw1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Артикул: CM0014964



введение

Кроличьи поликлональные антитела к белку SNW1 человека (SKIP, NCoA-62) для методов WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы. Мишень участвует в сплайсинге пре-мРНК и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNW1 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22938
GeneID	22938
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-536 SNW1 человека (NP_036377.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q13573
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом