


Поликлональное Антитело Против Snx7 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Unh6

Артикул: CM0027391



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок SNX7, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований эндоцитоза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SNX7 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	SNX7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51375
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 85-330 человеческого SNX7 (NP_057060.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNH6
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом