

Поликлональное Антитело Кролика Против Соматостатина (Sst) Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P61278

Артикул: CM0028965



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против соматостатина (SST). Подходит для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с антителами человека, мыши и крысы. Наблюдаемая молекулярная масса ~13 кДа. Идеально подходит для исследования регуляции гормонов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к соматостатину (SST)
Примечания/Синонимы	SMST; SST1; Somatostatin (SST)
Вид	Человек
ID гена	6750
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 23-116 человеческого SST (NP_001039.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61278
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	Холодоаккумулятор