


Антитела Кролика Поликлональные Anti-Sox17 Для Wb, Elisa - Q9H6I2

Артикул: CM0021765



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого SOX17, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Подходят для исследований регуляции транскрипции, эмбрионального развития и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SOX17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	VUR3; SOX17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64321
GeneID	64321
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 343-414 человеческого SOX17 (NP_071899.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H6I2
Молекулярный вес белка	44 кДа
Доставка	Сумка со льдом