

Поликлональное Антитело Anti-Sox4 Для Wb, Elisa - Q06945

Артикул: CM0017446

введение

Кроличье поликлональное антитело к SOX4 (pAb) для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрёстно реагирует с мышинным белком. Нацелено на человеческий транскрипционный фактор SOX-4 (47 кДа), участвующий в развитии Т-клеток и миогенезе. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SOX4
Примечания/альтернативные названия	CSS10; EVI16; SOX4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6659
GeneID	6659
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого SOX4 (NP_003098.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	Q06945
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом