

Поликлональное Антитело Anti-Sphk2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nra0

Артикул: CM0025108

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий SPHK2, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Детектирует SPHK2 человека, мыши и крысы с предсказанной молекулярной массой 69 кДа. Идеально для исследований апоптоза и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPHK2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56848
ID гена	56848
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-165 человеческого SPHK2 (NP_001191088.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRA0
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом