

Кроличье Поликлональное Антитело Против Spib Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q01892

Артикул: CM0028206

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SPIB, фактора транскрипции, участвующего в развитии плазмоцитоидных дендритных клеток и передаче сигнала В-клеточного рецептора. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPIB Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SPI-B; SPIB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6689
ID гена	6689
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-262 человеческого SPIB (NP_003112.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01892
Молекулярный вес белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом