

Поликлональная Кроличья Антитела Против Spin2B Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Vprz2

Артикул: CM0025428



введение

Поликлональная кроличья антитела против SPIN2B (29 кДа), валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает человеческий SPIN2B, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. SPIN2B — ядерный белок, участвующий в регуляции клеточного цикла и апоптозе, обладает способностью связываться с H3K4me3.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPIN2B кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	SPIN-2; TDRD26; SPIN-2B; dj323P24.2; SPIN2_duplicate; SPIN2B
Вид происхождения белка	Человек
ID гена	474343
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-258 человеческого SPIN2B (NP_001006682.1)
Источник получения	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VPRZ2
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	С холодильным пакетом