

Кроличья Поликлональная Антитело Против Spink1 Для Иф/Исс, Ифа - P00995

Артикул: CM0014738



введение

Валидированное кроличье поликлональное антитело против SPINK1 для применения в методах ИФ/ИСС и ИФА. Обнаруживает человеческий SPINK1, ингибитор сериновых протеаз, участвующий в функции поджелудочной железы и репродуктивной биологии. Идеально подходит для использования в IVD и исследовательских целях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SPINK1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TCP, PCTT, PSTI, TATI, Spink3, SPINK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6690
GeneID	6690
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-79 человеческого SPINK1 (NP_003113.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИСС, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00995
Молекулярный вес белка	9 кДа
Доставка	С ледяным пакетом