

Анти-Srf (Mcm1) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P11831

Артикул: CM0021559



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого SRF (сывороточного фактора ответа), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью. Подходят для исследований в области транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRF кролик pAb
Примечания/Псевдоним	MCM1; SRF
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6722
ID гена	6722
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого SRF (NP_003122.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11831
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом