


Поликлональное Антитело Anti-Srm Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P19623

Артикул: CM0029797



введение

SRM Rabbit pAb — это поликлональное антитело, направленное против спермидинсинтетазы, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для изучения биосинтеза полиаминов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PAPT; SPS1; SPDSY; SRML1; SRM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6723
GeneID	6723
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-302 человеческого SRM (NP_003123.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19623
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	В ледяном пакете