

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Srsf7 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q16629

Артикул: CM0018804



введение

Высокоочищенное поликлональное кроличье антитело против человеческого SRSF7/9G8 — фактора сплайсинга, участвующего в процессинге и экспорте мРНК. Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA, с перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SRSF7 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	9G8; AAG3; SFRS7; SRSF7
Вид	Человек
GeneID (человек)	6432
GeneID	6432
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 60–120 человеческого SRSF7 (NP_001026854).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16629
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Хладагентный пакет