

Поликлональное Антитело Против Ssca1/Serpinb3 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P29508

Артикул: CM0027936



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого SSCA1/SerpinB3 (SCCA-1), подходящее для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально для исследований плоскоклеточной карциномы и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Поликлональное антитело кролика против SSCA1/SerpinB3
Примечания/Альтернативные названия	SCC; T4-A; SCCA1; SSCA1; SCCA-1; HsT1196; SCCA-PD; SSCA1/SerpinB3
Вид	Человек
GeneID (человек)	6317
GeneID	6317
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-390 человеческого SSCA1/SerpinB3 (NP_008850.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P29508
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом