

Кроличья Поликлональная Антитело К St3Gal4 (Вестерн-Блоттинг, Ифа) - Q11206

Артикул: CM0019578

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого ST3GAL4 (Q11206). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышью. Идеально подходит для изучения функции сиалилтрансфераз, гемостаза и адгезии лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ST3GAL4 кроличье поликлональное антитело
Примечания/алиасы	ST3GAL4; CGS23; NANTA3; SAT3; SIAT4; SIAT4C; ST-4; ST3GalA.2; ST3GalIV; STZ; gal-NAc6S; ST3 бета-галактозид альфа-2; 3-сиалилтрансфераза 4
Вид	Человек
ID гена (человек)	6484
ID гена	6484
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 234–333 человеческого ST3GAL4 (NP_001241686.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q11206
Молекулярная масса белка	36 кДа/37 кДа/38 кДа
Доставка	С холодоэлементом