

Кроличья Поликлональная Антитела Против Stat6 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - P42226

Артикул: CM0015383



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на STAT6, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают STAT6 человека, мыши и крысы для исследований сигналинга IL-4/STAT6 и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STAT6 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	STAT6B; STAT6C; D12S1644; IL-4-STAT; STAT6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6778
GeneID	6778
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42226
Молекулярная масса белка	94 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом