

Кроличья Поликлональная Антитело Против Stc1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P52823

Артикул: CM0022828

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий STC1 (станниокальцин-1). Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследования регуляции фосфатов в почках и путей гиперкальцемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STC1 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	STC; STC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6781
ID гена	6781
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P52823
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Хладоэлемент