

Поликлональное Антитело Кролика Против Stc1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P52823

Артикул: CM0026939

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого STC1 (Станиокальцин-1), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований реабсорбции фосфата в почках и гормональной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STC1 кроличья поликлональная АТ
Примечания/алиасы	STC; STC1
Вид антигена	Человек
GeneID (человек)	6781
GeneID	6781
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 18-247 человеческого STC1 (NP_003146.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P52823
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет