

Кроличье Моноклональное Антитело Против Стероидогенного Фактора-1 (Sf-1/Nr5A1) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13285

Артикул: CM0003178



введение

Кроличье моноклональное антитело против стероидогенного фактора-1 (SF-1/NR5A1) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Реагирует с человеческим и мышиным белком. Нацелено на SF-1 (52 кДа), фактор транскрипции, необходимый для половой дифференцировки и формирования стероидогенных тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против стероидогенного фактора-1 (SF-1/NR5A1)
Примечания/Альтернативные названия	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Steroidogenic factor-1 (SF-1/NR5A1)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2516
GeneID	2516
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 351-461 человеческого стероидогенного фактора-1 (SF-1/NR5A1) (Q13285)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13285
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом