

Кроличья Поликлональная Антитело К Стероиденному Фактору 1 (Sf-1/Nr5A1) Для Вб И Ифа - Q13285

Артикул: CM0021711



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого стероиденного фактора 1 (SF-1/NR5A1). Валидирована для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований развития стероиденной ткани и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Стероиденный фактор 1 (SF-1/NR5A1) кроличья пАт
Примечания/Альсы	ELP; SF1; FTZ1; POF7; SF-1; AD4BP; FTZF1; SPGF8; SRXX4; SRXY3; hSF-1; Стероиденный фактор 1 (SF-1/NR5A1)
Вид	Человек
ID гена	2516
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-120 человеческого стероиденного фактора 1 (SF-1/Стероиденный фактор 1 (SF-1/NR5A1)) (NP_004950.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13285
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом