

## Кроличья Поликлональная Антитела Против Stk31 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Vxu1

Артикул: CM0018680

### введение

Кроличьи поликлональные антитела против STK31, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Распознают человеческий STK31 (Серин/треонин-протеинкиназа 31) с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Идеальны для исследований тестис-специфичной киназы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | STK31 Кроличьи pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | TDRD8; SGK396; STK31                                                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)                   | 56164                                                                                                                                |
| GeneID                             | 56164                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 890-1019 человеческого STK31 (NP_113602.2). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS-PROT                         | Q9VXU1                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 116 кДа                                                                                                                              |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |