

Анти-Stk33 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byt3

Артикул: CM0002089



введение

Кроличий моноклональный антитело к STK33, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышиный STK33 (~58 кДа), серин/треониновую киназу, необходимую для дифференцировки сперматид и мужской фертильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK33 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	STK33
Вид	Человек
GeneID (Человек)	65975
GeneID	65975
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 399-514 человеческого STK33 (Q9BYT3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BYT3
Молекулярный вес белка	58кДа
Доставка	Сумка со льдом