

Анти-Stk39 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uew8

Артикул: CM0026944



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческой киназы STK39, валидированный для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения каскада киназ WNK-SPAK/OSR1 в ионном транспорте и регуляции артериального давления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STK39 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	DCST; PASK; SPAK; STK39
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27347
ID гена	27347
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-600 человеческого STK39 (Q9UEW8).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UEW8
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом