

Анти-Stmn2 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q93045

Артикул: CM0030443

введение

Кроличьи поликлональные антитела против STMN2 (Stathmin-2/SCG10). Валидированы для WB и ELISA с перекрестной реактивностью к человеческим, мышиным и крысиным образцам. Подходят для нейронаучных исследований динамики микротрубочек и развития нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	STMN2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	SCG10; SCGN10; STMN2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11075
GeneID	11075
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого STMN2 (NP_008960.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93045
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	В ледяном пакете