

Поликлональные Антитела Против Strap Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Иц, Ифа — Q9Y3F4

Артикул: CM0025237

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против белка STRAP человека. Валидированы для применения в WB, IF/ICC, ИФА. Обнаруживают эндогенный STRAP в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сплайсомеры и сигнального пути TGF-beta.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STRAP кролик pAb
Примечания/алиасы	MAWD; PT-WD; UNRIP; STRAP
Вид	Человек
GeneID (человек)	11171
GeneID	11171
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-350 белка STRAP человека (NP_009109.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y3F4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодовой пакет