

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Stx2 Для Вб, Ифа - P32856

Артикул: CM0018317

введение

Поликлональные кроличьи антитела против STX2, валидированные для применения в ВБ и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для исследования эпителиального морфогенеза и экзоцитоза. UniProt P32856.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	STX2 Rabbit pAb (кроличьи поликлональные антитела против STX2)
Примечания/Альтернативные названия	ЕРМ; ЕРІМ; STX2А; STX2В; STX2С; STX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	2054
ID гена	2054
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-264 человеческого STX2 (NP_001971.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32856
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Хладопакет