


Поликлональное Кроличье Антитело Против Stxbr2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15833

Артикул: CM0014465



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий STXBP2 (гомолог Unc-18 2, Munc18-2), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с STXBP2 человека и мыши, что позволяет проводить исследования внутриклеточного транспорта везикул и экзоцитоза иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело STXBP2
Примечания/синонимы	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	6813
GeneID	6813
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q15833
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом