


Поликлональные Антитела Против Styx Для Вестерн-Блота, Ифа — Q8WUj0

Артикул: CM0015175



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому STYX (25 кДа), подходящие для Вестерн-блота и ИФА. Идеально подходят для исследования сигнального пути MAPK/ERK, деградации, опосредованной FBXW7, и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к STYX
Примечания/алиасы	STYX
Вид	Человек
GeneID (человек)	6815
GeneID	6815
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-223 человеческого STYX (NP_660294.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUJ0
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором