

Кроличья Моноклональная Антитела Против Sult2A1 Для Вб, Иф-П, Ифа — Q06520

Артикул: CM0005187



введение

Кроличья моноклональная антитела против SULT2A1, валидированная для ВБ, ИФ-П, ИФА. Реагирует с SULT2A1 человека и крысы (34 кДа), ключевым сульфотрансферазой стероидов и желчных кислот. Идеально подходит для исследований метаболизма и детоксикации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SULT2A1 кроличья мАТ
Примечания/Алиасы	HST; ST2; STD; hSTa; DHEAS; ST2A1; ST2A3; DHEA-ST; SULT2A3; DHEA-ST8; SULT2A1
Вид	Человек
ID гена (человек)	6822
ID гена	6822
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 180-285 человеческого SULT2A1 (Q06520)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q06520
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Ледяной пакет