

Кроличья Поликлональная Антитела Против Sult2B1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - O00204

Артикул: CM0028426



введение

Кроличьи поликлональные антитела CamelBio против SULT2B1, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA, реагирующие с человеческим, мышинным, крысиным белком. Нацелены на сульфотрансферазу 2B1, участвующую в сульфатации стероидов и метаболизме холестерина. Идеальны для исследований липидного обмена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против SULT2B1
Примечания/Альтернативные названия	HSST2; ARC114; SULT2B1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6820
ID гена	6820
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-365 человеческого SULT2B1 (NP_814444.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00204
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом