

Кроличья Моноклональная Антитело К Синапсин-1 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17600

Артикул: CM0004477

введение

Кроличья моноклональная антитело к Synapsin-1, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на препаратах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА у человека, мыши и крысы. Нацелена на фосфопротеин синаптических везикул, критически важный для высвобождения нейромедиаторов и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к Synapsin-1
Примечания/алиасы	SYN1; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; Synapsin-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6853
GeneID	6853
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 401-500 человеческого Synapsin-1 (NP_008881.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P17600
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Хладоэлемент