

Кроличье Моноклональное Антитело Против Синтаксина 16 Для ВБ, Игх-П, Ифа — O14662

Артикул: CM0008967



введение

Кроличье моноклональное антитело против Синтаксина 16 для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Валидировано для человека, мыши, крысы. Направлено на белок SNARE, участвующий в везикулярном транспорте из поздних эндосом в транс-Гольджи. Идеально подходит для исследований трафика мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Синтаксину 16
Примечания/Алиасы	SYN16; SYN-16; Syntaxin 16
Вид	Человек
ID гена	8675
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 1-100 человеческого Синтаксина 16 (O14662)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14662
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет