

Поликлональные Антитела К Syt4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H2B2

Артикул: CM0027808



введение

Кроличьи поликлональные антитела к синаптотагмину-4 человека (SYT4), валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Проявляют перекрестную реактивность с образцами мыши и крысы. Подходят для исследований транспорта нейрональных плотных секреторных везикул и формирования дендритов меланоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	SYT4 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	HsT1192; SYT4
Вид	Человек
GeneID (человек)	6860
GeneID	6860
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 38-190 SYT4 человека (NP_065834.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9H2B2
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом