

Кроличья Поликлональная Антитело Против Tamm41 Для Вб, Ифа - Q96Bw9

Артикул: CM0030267

введение

Кроличья поликлональная антитело против ТАММ41 (фосфатидатцитидилтрансфераза, митохондриальная) для вестерн-блота и ИФА. Реагирует с человеческим и мышинным материалом. Подходит для исследований биосинтеза кардиолипина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ТАММ41 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	RAM41, TAM41, C3orf31, COXPD56
Вид	Человек
ID гена (человек)	132001
ID гена	132001
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-316 человеческого ТАММ41 (NP_620162.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96BW9
Молекулярная масса белка	51кДа
Доставка	Ледяной пакет