


Анти-Tbсс Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - Q15814

Артикул: CM0023495



введение

Кроличий поликлональный антитело, направленное против TBCC (тубулин-специфический шаперон C), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознает человеческий, мышиный и крысиный белки. Подходит для изучения сворачивания тубулина и биологии сетчатки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TBCC кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CFC; TBCC
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6903
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-346 человеческого TBCC (NP_003183.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15814
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом